

# ABBRACCIO

Guanciaie in lattice respiro std macroforato sfoderabile



## Per una scelta personalizzata

- dorme sul fianco  
  dorme supino (di schiena)  
  dorme prono (di pancia)  
 desidera un guanciaie anallergico  
 desidera un guanciaie con altezze diverse che permettono di gestire la tensione  
 desidera un guanciaie completamente igienizzabile

**LIVELLO DI SOSTEGNO**

basso   medio-basso   **medio**   medio-alto   alto

**CAPACITÀ DI TRASPIRAZIONE / TERMOREGOLAZIONE**


bassa   medio-bassa   media   **medio-alta**   alta

**ERGONOMICITÀ**

bassa   medio-bassa   media   medio-alta   **alta**



respiro<sup>®</sup>std  
LATTICE MACROFORATO



Lattice **respiro<sup>®</sup>std** con alveoli passanti verticali e forature laterali.



L'inserto laterale in **tessuto tridimensionale 3D.V.S.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.

## STRUTTURA



**Lattice respiro<sup>®</sup>std**  
Anima centrale a forma anatomica in **respiro<sup>®</sup>** - lattice **macroforato**, indeformabile e bi-alveolato. Proprietà fungostatiche e batteriostatiche.

## SOTTOFODERA



**Tessuto naturale**  
Sottofodera in jersey di puro cotone elasticizzato.

## FODERA



**Tessuto con cellulosa**  
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra cellulosa trattato con l'essenza dell'**Aloe Vera**.



**Inserto 3D.V.S.**  
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** sul lato corto del guanciaie.



**Sfoderabile**  
La sfoderabilità del guanciaie a mezzo di robusta cerniera permette il lavaggio della fodera e/o una migliore aerazione dei componenti.



**Lavabile a secco**  
Fodera lavabile a secco.



**Lavabile a 40° C**  
Fodera lavabile in acqua a 40° C.

