




AGIO
con sottofodera 3D V.S.
oppure
con sottofodera antistress


È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, a letto soffrono molto il caldo ma non particolarmente il freddo, hanno una sudorazione molto abbondante (particolarmente indicata la versione con sottofodera 3D V.S.), superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), **vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata**, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), **sono soggette all'inquinamento elettromagnetico** (solo la versione con sottofodera antistress), **vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort)**, desiderano differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



Sistema di esecuzione Pillow Top Plus - REMovable®
(brevetto dep. n. 102016000021487).
Eccezionale comfort e termoregolazione.
Perfetta permeabilità all'aria.
Completa sfoderabilità.



Lattice **respiro® 100% naturale** con alveoli passanti verticali ed esclusiva modellatura per una totale aerazione.



Con la sottofodera in **tessuto tridimensionale 3D V.S.**, il passaggio d'aria migliora grazie alla sua intercapedine.



Con la sottofodera **antistress al carbonio** le onde elettromagnetiche e le cariche elettrostatiche vengono eliminate.



Gli inserti perimetrali e i sofficietti del **Pillow Top Plus - REMovable®** in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilitano il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità. Anche diversa tra partner.



STRUTTURA

Lattice respiro® 100% naturale
Struttura centrale in **respiro® - lattice macroforato - formula 100% lattice naturale vegetale**, bi-alveolato a sette zone a densità differenziata.
Portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort).
Proprietà fungostatiche e batteriostatiche.

SOTTOFODERA

versione con sottofodera 3D V.S.
Tessuto 3D V.S.
Sottofodera in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** con intercapedine d'aria incompressibile.

versione con sottofodera antistress
Tessuto antistress
Sottofodera antistress realizzata con l'inserimento di filati al carbonio disposti a reticolo sul tessuto.

FODERA

SilverActive® con ioni d'argento
Imbottitura hightech che combina le prestazioni di **Trevira® Bioactive**, fibra igienica bioattiva con effetto antimicrobico permanente, con le caratteristiche naturali della fibra vegetale **farmacott® - cotone anticarico** e l'ecologicità della **Mais Fibra®** - materiale di origine naturale.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno della fodera in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** con intercapedine d'aria incompressibile.

Tessuto con cotone
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra anticarico, antimicotica e antibatterica permanente **Amicor™**.

Inserto 3D V.S.
Doppio inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.

Sfoderabile
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.

Lavabile a secco
Fodera lavabile a secco.

Lavabile a 95° C
Fodera lavabile in acqua a 95° C.