

CHIARODILUNA

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile




È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni**, non vogliono prevedere un materasso utilizzabile su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica, non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



Spring's Time® molle indipendenti

Esclusivo sistema costruttivo che migliora in modo sostanziale l'ergonomia, la silenziosità e la durata del materasso.



Aquapure® Soya, con livelli di rigidità differenziata nei due lati, offre gradi diversi di portanza.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3DVS**, facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità.



GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI	
STANDARD	bi-comfort lato Medio-Morbido (MeMo) lato Medio (Me)
	bi-comfort lato Medio-Rigido (MeRi) lato Rigido (Ri)
A RICHIESTA	

STRUTTURA



Molle indipendenti sistema Spring's time®

Sette zone differenziate di portanza. Molleggio composto da molle a botticella in filo d'acciaio, singolarmente rivestite e assemblate senza contatto verticale. Conta oltre 250 molle al metro quadro (sistema 400/800). L'abbinamento ad **Aquapure® Soya**, con livelli di rigidità differenziata nei due lati, conferisce all'insieme una portanza medio-morbida o media (bi-comfort) nella versione standard oppure medio-rigida o rigida (bi-comfort) nella versione a richiesta.



Sistema Adapto

Ad alta densità, portante e antideformazione.



Aquapure® Soya

Elementi in **Aquapure® Soya** con sagomatura a sette differenti zone di comfort e livelli di rigidità differenziata nei due lati.



Protezioni antilogorio Isotex

Agugliate, termofissate e morbide (nella versione a maggiore portanza).

SOTTOFODERA



Tessuto con cotone

Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

FODERA



Fibre antiacaro allergofiber®

Imbottitura anallergica con incorporato un agente attivo antiacaro permanente.



Tessuto con cellulosa

Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra cellulosa e protezione antimicrobica e antiacaro aegis.



Inserto 3DVS.

Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



Sfoderabile

Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



Lavabile a secco

Fodera lavabile a secco.



Lavabile a 60° C

Fodera lavabile in acqua a 60° C.



Altezza materasso

24
285