

DOLCEFARNIENTE MICRO

Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile




È un materasso indicato soprattutto alle persone che non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), non vogliono prevedere un materasso utilizzabile su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



Spring's Time®
micro molle indipendenti
Esclusivo sistema costruttivo che migliora in modo sostanziale l'ergonomia, la silenziosità e la durata del materasso.



Bodyform® HD Soya & Aloe
È una innovativa schiuma visco-elastica termosensibile ed automodellante.



Le fibre anticondensa
permettono lo smaltimento rapido della traspirazione corporea.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità.



STRUTTURA



Micro molle indipendenti sistema Spring's time®
Sette zone differenziate di portanza. Molleggio composto da molle a botticella in filo d'acciaio, singolarmente rivestite e assemblate senza contatto verticale. Conta oltre 610 micro molle al metro quadro (sistema 1000/2000). L'abbinamento a **Bodyform® HD Soya & Aloe** conferisce all'insieme una portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort).



Sistema Adatto
Ad alta densità, portante e antideformazione.



Isolanti Elastocell
Superficie con circa 1300 punti di contatto rialzati (nella misura cm 80 x 190) di forma differenziata a zone. Ad alta densità, resiliente ed indeformabile.



Bodyform® HD Soya & Aloe
Elemento in **Bodyform® HD Soya & Aloe** con modellatura a sette differenti zone di comfort e micro alveolatura passante.

SOTTOFODERA



Tessuto con cotone
Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

FODERA



Lana Merino
Imbottitura sul lato invernale in pura lana vergine merino.



Tessuto con cellulosa
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra cellulosa con trattamento **Fresh dreams®**.



Cotone
Imbottitura sul lato estivo in puro cotone.



Inserto 3D V.S.
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



Fibre anticondensa
Fibre aggregate con processo di termolegatura a formare un intreccio resiliente permeabile all'aria.



Sfoderabile
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



Lavabile a secco
Fodera lavabile a secco.



Lavabile a 60° C
Fodera lavabile in acqua a 60° C.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I CON MARCATURA CE

ERGOCERT



Altezza materasso

24