

# LUNANUOVA MICRO

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile



È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione normale, superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), non vogliono prevedere un materasso utilizzabile su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), non sono soggette all'inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



**Spring's Time®**  
**micro molle indipendenti**  
Esclusivo sistema costruttivo che migliora in modo sostanziale l'ergonomia, la silenziosità e la durata del materasso.



**Bodyform® HD Soya & Aloe**  
È una innovativa schiuma visco-elastica termosensibile ed automodellante.



L'inserto perimetrale in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilita il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità.



## STRUTTURA



**Micro molle indipendenti sistema Spring's time®**  
Sette zone differenziate di portanza. Molleggio composto da molle a botticella in filo d'acciaio, singolarmente rivestite e assemblate senza contatto verticale. Conta oltre 610 micro molle al metro quadro (sistema 1000/2000). L'abbinamento a **Bodyform® HD Soya & Aloe** conferisce all'insieme una portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort).



**Sistema Adapto**  
Ad alta densità, portante e antideformazione.



**Isolanti Elastocell**  
Superficie con circa 1300 punti di contatto rialzati (nella misura cm 80 x 190) di forma differenziata a zone. Ad alta densità, resiliente ed indeformabile.



**Bodyform® HD Soya & Aloe** Elemento in **Bodyform® HD Soya & Aloe** con modellatura a sette differenti zone di comfort e micro alveolatura passante.

## SOTTOFODERA



**Tessuto con cotone**  
Sottofodera in jersey in misto cotone elasticizzato.

## FODERA



**Fibre antiacaro allergofiber®**  
Imbottitura anallergica con incorporato un agente attivo antiacaro permanente.



**Tessuto con cellulosa**  
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra cellulosa e protezione antimicrobica e antiacaro aegis.



**Inserto 3D V.S.**  
Inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.



**Sfoderabile**  
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.



**Lavabile a secco**  
Fodera lavabile a secco.



**Lavabile a 60° C**  
Fodera lavabile in acqua a 60° C.