

LUNAROSSA MICRO

Materasso ergonomico anallergico sfoderabile



LUNAROSSA MICRO con sottofodera 3D V.S. oppure con sottofodera antistress

È un materasso indicato soprattutto alle persone che **sono allergiche agli acari**, a letto soffrono molto il caldo ma non particolarmente il freddo, **hanno una sudorazione molto abbondante** (particolarmente indicata la versione con **sottofodera 3D V.S.**), superano del 5/10% il loro peso forma, **dormono sul fianco o in altre posizioni** (particolarmente indicato), non vogliono prevedere un materasso utilizzabile su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica (particolarmente indicato), **sono soggette all'inquinamento elettromagnetico** (solo la versione con **sottofodera antistress**), vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.



Sistema di esecuzione Pillow Top Plus - REMovable®
(brevetto dep. n. 102016000021487).
Eccezionale comfort e termoregolazione.
Perfetta permeabilità all'aria.
Completa sfoderabilità.



Spring's Time® micro molle indipendenti
Esclusivo sistema costruttivo che migliora in modo sostanziale l'ergonomia, la silenziosità e la durata del materasso.



Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma visco-elastica termosensibile ed automodellante.



La sottofodera in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** migliora il passaggio d'aria grazie alla sua intercapedine.



La sottofodera **antistress al carbonio** elimina le onde elettromagnetiche e le cariche elettrostatiche.



Gli inserti perimetrali e i soffiotti del **Pillow Top Plus - REMovable®** in **tessuto tridimensionale 3D V.S.** facilitano il ricircolo d'aria evitando ristagni.



La caratteristica **bi-comfort** permette di scegliere tra due diversi gradi di rigidità.



STRUTTURA

Micro molle indipendenti sistema Spring's time®
Sette zone differenziate di portanza. Molleggio composto da molle a botticella in filo d'acciaio, singolarmente rivestite e assemblate senza contatto verticale. Conta oltre 610 micro molle al metro quadro (sistema 1000/2000). L'abbinamento a **Bodyform® HD Soya & Aloe** conferisce all'insieme una portanza morbida o medio-morbida (bi-comfort).

Sistema Adapto
Ad alta densità, portante e antideformazione.

Isolanti Elastocell
Superficie con circa 1300 punti di contatto rialzati (nella misura cm 80 x 190) di forma differenziata a zone. Ad alta densità, resiliente ed indeformabile.

Bodyform® HD Soya & Aloe
Elemento in **Bodyform® HD Soya & Aloe** con modellatura a sette differenti zone di comfort e micro alveolatura passante.

SOTTOFODERA

versione con **sottofodera 3D V.S.**
Tessuto 3D V.S.
Sottofodera in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** con intercapedine d'aria incompressibile.

versione con **sottofodera antistress**
Tessuto antistress
Sottofodera antistress realizzata con l'inserimento di filati al carbonio disposti a reticolo sul tessuto.

FODERA

SilverActive® con ioni d'argento
Imbottitura hightech che combina le prestazioni di **Trevira® Bioactive**, fibra igienica bioattiva con effetto antimicrobico permanente, con le caratteristiche naturali della fibra vegetale **farmacott® cotone anticaro** e l'ecologicità della **Mais Fibra®** - materiale di origine naturale.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno della fodera in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** con intercapedine d'aria incompressibile.

Tessuto con cotone
Rivestimento in doppio tessuto elastico con fibra anticaro, antimicotica e antibatterica permanente **Amicor™**.

Inserto 3D V.S.
Doppio inserto permeabile in tessuto tridimensionale **3D Ventilation System** lungo tutto il perimetro del materasso.

Sfoderabile
Apertura su quattro lati a mezzo di robusta cerniera divisibile.

Lavabile a secco
Fodera lavabile a secco.

Lavabile a 95° C
Fodera lavabile in acqua a 95° C.



Altezza materasso **30**