

GEO STABILE

Supporto semi ortopedico




Data l'elasticità del supporto, ogni parte del corpo viene sostenuta in relazione al peso e alla forma anatomica.



I regolatori di rigidità consentono, nella zona lombo-sacrale, di personalizzare l'uso del supporto.

Allontanando o avvicinando i cursori si varia la rigidità.



Telaio in lamellare di sezione maggiorata con tiranti interni a garanzia della tenuta. Sostegno flessibile composto da 36 doghe ricurve indipendenti in lamellare di grosso spessore inserite, mediante inserto in gomma, nel telaio. Otto coppie di cursori per la regolazione della rigidità delle doghe nella zona lombo-sacrale. Gambe coniche in legno massiccio avvitabili Ø mm 65. Tutte le parti in legno del telaio del supporto sono levigate e verniciate con prodotti atossici.